

beurer

HK 56, 110, 120 XXL

Soojendi Elektriskais sildītājs



Kasutusjuhend Lietošanas instrukcija

BEURER GmbH + Co. KG • Söflinger Str. 218 • 89077 Ulm (Germany)
Tel.: 0731 / 39 89-144 • Fax: 0731 / 39 89-255
www.beurer.de • Mail: kd@beurer.de





Lugege kasutusjuhendit!



Kaitske torgete eest!



Ärge kasutage kokkuvolditult ega -rullitult!

Lugupeetud klient

Täname Teid, et olete valinud meie tootevalikusse kuuluva toote. Meie ettevõtte on loonud hoolikalt kontrollitud kvaliteetsete toodete poolt, mida kasutatakse kehakaalu vähendamiseks, kehatemperatuuri ja pulsi mõõtmiseks ning soojendamiseks, teraapiaks, massaažiks ja õhu kvaliteedi parandamiseks. Lugege kasutusjuhend enne esimest kasutamist põhjalikult läbi ja hoidke see hilisema vajaduse jaoks alles. Hoidke kasutusjuhendit ka seadme teistele kasutajatele hõlpsasti kättesaadavas kohas, et järgida seda seadme kasutamisel.

Sõbralike tervitustega
Beureri töötajad

1. Oluline info – hoidke see hili oma kättesaadavaks alles

- Lugege kasutusjuhend hoolikalt läbi.
- Seade ei ole mõeldud raviasutuste kasutamiseks.
- Ärge lubage seadet kasutada teovõimetutel isikutel ega väikestel lastel. Samuti ärge kasutage seadet, kui Teie või lapse või nõrgenev (nt suhkurtõve korral või kui nahk sellel kehaosal, millele seadet kasutatakse, on haiguse tagajärjel tundetu või armistunud või pärast valu, põletust või alkoholi tarbimist).
- Selle elektriseadme poolt tekitatavad elektri- ja magnetväljad võivad teatud tingimustel häirida südame defibrillaatori tööd. Sellegi juures jäävad need lubatud piiridesse (elektrivälja tugevus max 0,05 V/m, magnetvälja tugevus max 80 A/m, magnetiline induktatsioon max 0,1 milliteesla). Seetõttu pidage enne seadme kasutamist nõu oma arsti ja südamerütmurõõruga.
- Ärge kasutage soojendit loomade soojendamiseks.
- Seadet ei tohi ühendada ainult sellisesse vooluvõrku, mille pinge vastab seadmel märgitudle.
- Ärge kasutage soojendit põletikulistel, vigastatud või paistes kehaosadel. Kahtluse korral pidage nõu arstiga.
- **Lüüa pikaajaline kasutamine võib nahka põletada.**
- Hoiatus! Ärge mingil juhul soojendi kasutamise ajal uinuge.
- Ärge kunagi kasutage kokkuvolditud ega -rullitud soojendit.
- Soojendi lüliti elektroonilised osad põhjustavad seadme kasutamisel lüliti kerget soojenemist. Seetõttu ei tohi lüliti kinni katta ega panna seda sisselülitatud soojendi peale.
- Kasutage ainult soojendil märgitud tüüpi lüliti.

- Ärge jätke sisselülitatud soojendit ilma järelevalveta.
- Ärge murdke soojendit kokku.
- Ärge torige, väänake ega murdke toitejuhet.
- Ärge torgake soojendit nõelte ega muude teravate esemetega.
- Kaitske lüliti ja toitejuhet niiskuse eest.
- Ärge kasutage märga soojendit.
- Kontrollige regulaarselt, ega seadmel ei ole vigastusi ega märke kulumisest. Kui neid leidub või kui seadet on kasutatud ebasihipäraselt, tuleb see enne edasist kasutamist viia tootja volitatud hooldustöökotta.
- Kui seadme toitejuhe on viga saanud, tohib seda parandada ainult tootja volitatud hooldustöökojas, sest selleks on vaja spetsiaaltööriistu.
- Elektriseadmeid tohib parandada ainult kvalifitseeritud hooldustehnik. Iseseisvat parandamist tohib teha ainult siis, kui seadme kasutaja tösisesse ohtu seada.
- Kui Te seadet ei kasuta, eemaldage toitejuhtme pistik pistikupesast.
- Järgige puhastusjuhiseid (vaadake puhastamis- ja hooldusjuhiseid).

2. Kasutamine

Selle soojendiga saate soojust kiiresti. Soojus parandab vereringet ning lõdvestab lihaseid. Õhku läbilaskvast mikrofiibrist valmistatud soojendit on väga mugavad ja naha-sõbralikud. Neid saab kasutada nii ilma pealiskatte kui ka lüliti sisse soojendit küljest eemaldada, võib soojendit pesumasinasse (vaadake puhastusjuhiseid).

2.1. Lüliti asendid

Kui soojendit on sisse lülitatud, siis tööleb funktsiooni märgutuli.

HK 56	Asend: 0	välja lülitatud	HK 100	Asend: 0	välja lülitatud
	1	minimaalne soojus	HK 100 XXL	1	keskmine soojus
	2	keskmine soojus		2–5	individuaalne soojus
	3	maksimaalne soojus		6	maksimumsoojus

Seadme kiire soojenemiseks soovime kõigepealt valida lüliti asendiks maksimumsoojuse. Seejärel saate vajadust mööda temperatuuri vähendada.

2.2. Automaatne väljalülitus

Soojendil on automaatse väljalülituse funktsioon. See lülitab umbes 90 minutit pärast soojendit sisselülitamist soojenduse välja. Seejärel hakkab funktsiooni märgutuli vilkuma. Soojendit uuesti sisselülitamiseks seadke lüliti kõigepealt asendisse 0. Soojendit saab uuesti sisse lülitada umbes viie sekundi möödudes. Kui soojendit pärast automaatväljalülitust enam ei kasutata, tuleb see välja lülitada (asend 0) või toitejuhtme pistik pistikupesast eemaldada.



• Simbolu izskaidrojums



Lasiet lietošanas instrukciju!



Sargājiet no dūrieniem!



Nelietojiet salocītā vai sarullētā veidā!

Cienijamo klient!

Pateicamies, ka esat izvēlējušies mūsu ražoto ierīci. Mūsu uzņēmumu mērķis ir kā atzītu un rūpīgi pārbaudītu siltuma, svēršanas, asinsspiediena, ķermeņa temperatūras un pulsa mērīšanas, kā arī terapijas, masāžas un gaisa kvalitātes uzlabošanas ierīču ražotāju. Pirms pirmās ierīces lietošanas reizes rūpīgi izlasiet instrukciju un uzglabājiet to vēlākai lietošanai. Uzglabājiet lietošanas instrukciju parocīgā vietā arī citu ierīču lietotājiem un ievērojiet tās norādījumus lietošanas laikā.

Ar draudzīgiem novēlējumiem,
Beurer darbinieki

1. Svarīga informācija - saglabiet to turpināšanai uzziņai

- Rūpīgi izlasiet lietošanas instrukciju.
- Ierīce nav paredzēta lietošanai bērniem un pusaudžiem.
- Neļaujiet lietot ierīci rīcībnespējīgiem cilvēkiem un, piemēram, bērniem. Nelietojiet ierīci, ja jums ir pavājināta siltuma jutība (piem., cukura diabētiem vai, ja āda apvidū, kur tiek lietota ierīce, ir pēdējās slimības, ievainājuma vai rēta, vai pēc pretspāņu līdzekļu vai alkohola lietošanas).
- Šīs elektriskās ierīces radītie elektriskie un magnētiskie lauki var zināmos apstākļos ietekmēt kardiostimulatora darbību. Tāpēc šī ietekme nepārsniedz pieļautās robežas (elektriskās siltuma izstarošanas stiprums max 5000 V/m, magnētiskās plūsmas izejas stiprums max 80 μT, magnētiskā indukcija max 0,1 militesla). Tāpēc pirms šīs ierīces lietošanas konsultējieties ar savu ģimenes ārstu vai ar kardiostimulatora ražotāju.
- Nelietojiet ierīci dzīvnieku sildīšanai.
- Ierīci drīkst ieslēgt tikai tādām elektrotīklam, kura spriegums atbilst uz ierīces norādītajam.
- Nelietojiet ierīci uz bojātas, iekaisušas vai uztūkušas ādas. Šaubu gadījumos konsultējieties ar ārstu.
- **Parāk ilga ierīces lietošana var izraisīt ādas apdegumus.**
- Brīdinājums! Nekādā gadījumā nelietojiet sildītāju iemegot!
- Nekad nelietojiet sildītāju salocītā vai sarullētā veidā.
- Sildītāja slēdža elektroniskās daļas ierīces lietošanas laikā izraisa slēdža sasilšanu. Tāpēc slēdzi nedrīkst nosegt vai nolikt to uz ieslēgta sildītāja.
- Lietojiet tikai sildītājam apzīmēto slēdža veidu.
- Neatstājiet ieslēgtu sildītāju bez uzraudzības.

- Nesalokiet sildītāju.
- Nestiepiet, nevelciet un nesalokiet ierīces barošanas vadu.
- Nedurstiet sildītāju ar adatām vai citiem asiem priekšmetiem.
- Sargājiet slēdzi un barošanas vadu no mitruma.
- Nelietojiet mitru sildītāju.
- Regulāri pārbaudiet, vai ierīcei nav bojājumu vai nolietojšanās pazīmju. Ja tādas tiek ievērotas vai, ja ierīce tiek lietota neatbilstoši tās lietošanas mērķiem, to jānogādā ražotāja pilnvarotā apkopes darbnīcā.
- Ja ir bojāts ierīces barošanas vads, to drīkst nomainīt tikai ražotāja pilnvarotā apkopes darbnīcā, jo šim darbam nepieciešami speciāli darbarīki.
- Elektriskās ierīces drīkst labot tikai kvalificēts apkopes tehniķis. Nekvalificētais remonts var izraisīt bīstamas situācijas lietotājam.
- Ja nelietojat ierīci, atvienojiet barošanas vada kontaktdakšu no kontaktligzdas.
- Ievērojiet tīrīšanas norādījumus (sk. apkopes un tīrīšanas norādījumus).

2. Lietošana

Ar šo sildītāju varēsiet novirzīt siltuma siltums uzlabo slēdži un atslābina muskuļus. No gaisu caurlaidīga mikrofiltsa izgatavoti sildītāji ir ļoti ērti un budzīgi ādai. Tos var lietot arī bez pārvalka. Slēdži var tikt ņemti no sildītāja, ja sildītāju drīkst mazgāt veļas mazgājamā mašīnā (sk. tīrīšanas norādījumus).

2.1. Slēdža pozīcijas

Kad sildītājs ir ieslēgts, deg funkcionē indikatora lampiņa.

HK 56	Pozīcija: 0	izslēgts	HK 110	Pozīcija: 0	izslēgts
	1	minimāls siltums	HK 20 XXL	1	vidējs siltums
	2	slēdža siltums		2–5	individuāls siltums
	3	maksimāls siltums		6	maksimāls siltums

Sildītāja ātrās sasaušanas iestatīšanai iesakām vispirms izvēlēties slēdža maksimālo siltuma pozīciju. Pēc tam varēsiet pazemināt temperatūru līdz vēlamajai.

2.2. Automātiskā izslēgšanās

Sildītājam ir automātiska izslēgšanās funkcija. Tā izslēdz no sildītāja siltumu aptuveni 90 minūtes pēc ierīces ieslēgšanas. Pēc tam sāk mirgot funkcionē indikatora lampiņa. Sildītāja atkārtotai ieslēgšanai iestatiet slēdzi vispirms 0 pozīcijā. Sildītāju varēs atkārtoti ieslēgt aptuveni pēc piecām sekundēm. Ja sildītāju pēc tā automātiskās izslēgšanās vairs nelieto, tas jāizslēdz (0 pozīcija) vai jāizņem barošanas vada kontaktdakšu no kontaktligzdas.

